

We Make Smile


歯科矯正用アンカースクリュー

デュアル・トップ オートスクリュー III (滅菌)


臨床現場のニーズに応えた滅菌シリーズ登場

▶ 開けてキャッチの簡単2ステップですぐに使用可能!

専用カプセルの蓋を開け、ドライバーを差し込むだけで使用可能な簡単設計。



▶ 専用シールでトレーサビリティのニーズに対応!




専用シールを標準付属。

使用することでトレーサビリティを充実させます。



画像はイメージです



径 × 長さ	商品コード			
	JA	JB	G1	G2
1.4mm × 6mm	S14-JA-006H	S14-JB-006	S14-G1-006	S14-G2-006
1.4mm × 8mm	S14-JA-008H	S14-JB-008	S14-G1-008	S14-G2-008
1.6mm × 6mm	S16-JA-006H	S16-JB-006	S16-G1-006	S16-G2-006
1.6mm × 8mm	S16-JA-008H	S16-JB-008	S16-G1-008	S16-G2-008
1.6mm × 10mm	S16-JA-010H	S16-JB-010	S16-G1-010	S16-G2-010
2.0mm × 6mm	S20-JA-006H	S20-JB-006	S20-G1-006	S20-G2-006
2.0mm × 8mm	S20-JA-008H	S20-JB-008	S20-G1-008	S20-G2-008
2.0mm × 10mm	S20-JA-010H	S20-JB-010	S20-G1-010	S20-G2-010

※納期までにお時間をいただいております。
納期に関しましてはお問い合わせ下さい。

届出番号：デュアル・トップ オートスクリューIII (滅菌)
承認番号：22500BZX00284000

ProSeed

株式会社プロシード

JEIL MEDICAL CORPORATION

オートスクリュー用手術器械対応表

No.	先端部	形状	商品コード	名称	全長	適合スクリュー			
						JA	JB	G1	G2
1			113-MD-103	ヘキサドライバースhaft (JA、G2 兼用) ロング	70mm	●			●
2			113-MD-202	ヘキサドライバースhaft (JA、G2 兼用) ミディアム	40mm	●			●
3			113-MJ-205	ヘキサドライバースhaft (JA、G2 兼用) ミディアムショート	28mm	●			●
4			113-MD-203	ヘキサドライバースhaft (JA、G2 兼用) ショート	20mm	●			●
5			113-MD-101	クロスドライバースhaft (ミッド、JA 兼用) ロング	70mm	●			
6			113-MD-211	クロスドライバースhaft (ミッド、JA 兼用) ミディアム	40mm	●			
7			113-MD-221	クロスドライバースhaft (ミッド、JA 兼用) ミディアムショート	28mm	●			
8			113-MD-201	クロスドライバースhaft (ミッド、JA 兼用) ショート	18mm	●			
9			113-GD-101	クロスドライバースhaft (G1、G2 兼用) ロング	70mm			●	●
10			113-GD-211	クロスドライバースhaft (G1、G2 兼用) ミディアム	40mm			●	●
11			113-GD-221	クロスドライバースhaft (G1、G2 兼用) ミディアムショート	28mm			●	●
12			113-GD-201	クロスドライバースhaft (G1、G2 兼用) ショート	20mm			●	●
13			113-JB-101	ヘキサドライバースhaft (JB用) ロング	70mm		●		
14			113-JB-202	ヘキサドライバースhaft (JB用) ミディアム	40mm		●		
15			113-JB-201	ヘキサドライバースhaft (JB用) ショート	25mm		●		
16			112-MC-201	パイロットドリル (デンタルシャンク 径1.0)	28mm	●	●	●	●
17			112-MC-211	パイロットドリル (デンタルシャンク 径1.0)	40mm	●	●	●	●
18			111-010	スクリュードライバーボディ		●	●	●	●
19			111-TD-010	トルクドライバー		●	●	●	●
20			111-LD-020	リングルドライバー		●	●	●	●
21			112-060	スクリューブロック (060)		●	●	●	●
22			112-071	ミニブロック (071)		●	●	●	●

販売名：オートスクリュー用手術器械 届出番号：13B1X00199JE0004

23			111-ED-010	オルソニア タイプ010 【セット内訳】 ハンドピース、ストレートホルダー、 アングルホルダー、充電器、 充電電池、電源コード		※装着可能なドライバーシャフト ストレートホルダー：ロング アングルホルダー：ミディアム、 ミディアムショート、 ショート	●	●	●	●
----	--	--	------------	---	--	---	---	---	---	---

注1) この他、埋入トルクがモニタリングできる020タイプもございます。
注2) 交換用充電電池もご用意しております。

販売名：オルソニア 認証番号：225AKBZX00072000

【関連書籍販売のご案内】

ご注文は、株式会社プロシードまで
お問い合わせください。



インプラント矯正アトラス
15 臨床医のアイデアと工夫

監修：植木 和弘
価格：¥8,000- (税込)



インプラント矯正アトラス 第二巻
最新手法に学ぶ 15 臨床医のアイデアと工夫

監修：植木 和弘
価格：¥8,000- (税込)

製造販売業者 株式会社プロシード **ProSeed**
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-13 東信青山ビル
TEL 03-5468-1666 FAX 03-5468-1650
URL <http://www.proseedcorp.com>

製造業者 Jeil Medical Corporation, Korea